

TECHNISCH DOSSIER



De Melker DMLK.100 laboratoriumkraan

Laboratorium kolomkraan voor water ten behoeve van bladmontage

In installaties waar veiligheid en duurzaamheid belangrijk zijn, is de DMLK.100 laboratorium kolomkraan goed op zijn plaats. Een bijkomend voordeel is de scherpe prijs.


Toepassing:

Voor laboratoriumgelegenheden in:

- Alle installaties waar veiligheid en duurzaamheid geëist wordt en waarbij gebruik wordt gemaakt van laboratoriumkranen zoals laboratoria, zorg en industrie.


Voordelen:

- Lange levensduur
- Gemakkelijke bediening en montage
- Voorzien van speciale coating waardoor reinigen eenvoudig is
- Met één draaibare uitloop



Technische gegevens:

- Materiaal : messing
- Binnenwerk : keramisch
- Montage : bladmontage
- Aansluiting : 1/2" buitendraad
- Afwerking : wit
- Bediening : knop
- Voorsprong : 150 mm



TECHNISCH DOSSIER



Uitvoeringen:

DMLK.100.CW

De Melker laboratorium kolomkraan met drie kranen voor koudwater. Aansluiting $\frac{1}{2}$ ". Voorzien van twee vaste uitlopen met een voorsprong van 150 mm, één draaibare uitloop met een voorsprong van 150 mm, afschroefbare slangtules en tapbediening met keramisch binnenwerk.

Bestelnummer: DMLK.100.CW

DMLK.100.HW

De Melker laboratorium kolomkraan met drie kranen voor warmwater. Aansluiting $\frac{1}{2}$ ". Voorzien van twee vaste uitlopen met een voorsprong van 150 mm, één draaibare uitloop met een voorsprong van 150 mm, afschroefbare slangtules en tapbediening met keramisch binnenwerk.

Bestelnummer: DMLK.100.HW

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be